



George In der Maur
orthopedische schoentechniek

Gebruik en onderhoud van orthopedische schoenen

Om uw schoenen zo lang mogelijk in goede conditie te houden, verdienen ze zorgvuldig gebruik en onderhoud. In deze folder staan een aantal tips.

Inlopen

Uw nieuwe schoenen zijn gemaakt van duurzame materialen, die in het begin nog een beetje stug kunnen zijn. Het is daarom belangrijk dat u deze schoenen gedurende de eerste weken regelmatig draagt zodat ze wat soepeler worden, te beginnen met twee uur per dag. Mochten er tijdens deze inlooperperiode problemen ontstaan, bel ons dan voor advies of een correctie afspraak.

Wisselen

Uw schoenen gaan langer mee als u ze regelmatig wisselt. Vocht door transpireren en vocht van buitenaf krijgt hierdoor voldoende tijd om te worden afgevoerd. Hebt u nog geen wisselpaar? Neem dan contact met ons op, zodat wij kunnen bekijken of u hiervoor in aanmerking komt.

Transpiratie

Het dragen van vaak hooggesloten orthopedische schoenen kan transpiratie verergeren. Enkele maatregelen om dit te verminderen zijn:



- wissel regelmatig uw schoenen;
 - draag katoenen, wollen sokken of kousen en verschoon deze regelmatig;
 - was regelmatig uw voeten;
 - gebruik anti-transpiratie crème.
- Mocht dit niet helpen, raadpleeg dan uw huisarts of dermatoloog.



Onderhoud

- Poets uw schoenen zeker één keer per week om het leer in perfecte staat te houden. Behandel uw schoenen ook regelmatig met een water- en vuilafstotend middel.
- Gladde leersoorten onderhoudt u met een goede schoencreme.
- Suède en nubuck leersoorten dient u regelmatig te borstelen en in te spuiten met een protector.
- Gaan uw schoenen na verloop van tijd hinderlijk kraken, dan kunt u dit oplossen door wat talkpoeder tussen voetbed en binnenzool te strooien.



Tips

- *Laat uw schoenen nooit op of bij een warmtebron drogen, maar op een luchtige plaats.
Zeer natte schoenen drogen sneller met een prop papier erin.*
- *Maak de veters, het klittenband en/of de ritssluiting geheel los en gebruik een schoenlepel.*
- *Om een ritssluiting soepel te laten lopen kunt u deze insmeren met zeep, kaarsvet of bijenwas. Ook wordt hiervoor vaak teflonspray gebruikt. Schoenen met klittenband kunt u het beste sluiten als u ze niet draagt.*

Nazorg

Wij maken uw schoenen met de grootst mogelijke zorg. Mochten er onverhoopt problemen ontstaan, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Eventuele reparaties of correcties dienen bij voorkeur door ons in Groenekan te worden verricht. In spoedeisende situaties en na telefonisch overleg kan een klaar-terwijl-u-wacht-afspraken worden gemaakt.

Garanties

Uw nieuwe schoenen zijn vakkundig vervaardigd volgens de nieuwste richtlijnen voor orthopedisch schoeisel. Het is logisch dat wij op een dergelijk kwaliteitsproduct goede garanties verstrekken. In het kort zijn deze als volgt:

- drie maanden op pasvorm bij gelijkblijvende situatie;
- zes maanden op materiaal en technische kwaliteit bij normaal gebruik.

Jaarlijkse controle

Goede pasvorm en functionele werking is belangrijk. Laat daarom uw orthopedische schoenen jaarlijks door ons controleren. Wij kijken dan of de pasvorm en de ondersteuning nog goed is en of u de schoenen op de juiste manier draagt en behandelt.

Informatie

Op onze website vindt u meer informatie over ons bedrijf en producten.

Heeft u nog vragen? Wij zijn van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar op nummer 0346 - 25 94 59.